



SeraSpot[®]
Autoimmundiagnostik
(AIDx)

SeraSpot® - Portfolio für Autoimmun- diagnostik (AIDx)

Die Produktplattform SeraSpot® verbindet die diagnostischen Möglichkeiten der modernen Array-Technologien mit den Vorteilen etablierter und automatisierter ELISA-Techniken unter Verwendung eigener Messlösungen. Bilderfassung und Auswertung der entwickelten Arrays in Wells von 96-Well-Mikrotiterplatten erfolgt durch spezielle Arrayscanner inklusive Software. Diese ermöglicht eine einfache Integration des Workflows in gängige Laborinformationssysteme (LIMS).

Vorteile der SeraSpot® Kits

- Sicher Arrays mit integrierten Kontrollen
- Stabil Endpunktreaktion, stabile Farbkomplexbildung,
- Wirksam Hoher Probendurchsatz
- Effizient Gebrauchsfertige Reagenzien, minimaler Aufwand
- Flexibel Kombination verschiedener Kits, einheitliche Abarbeitung
- Automatisierbar Abarbeitung auf handelsüblichen ELISA-Prozessoren
- Wirtschaftlich Brechbare 8-Well-Streifen
- Individuell Verschiedene Packungsgrößen
- Nachhaltig Geringer Flüssigkeitsabfall

Verwandte Produkte

Stabilisatoren für Immunoassays und Biomoleküle

Substrate für Array-basierte Kits

Wasch- und Inkubationspuffer

Blockierungsreagenzien für Immunoassays

Produktportfolio

Scanner

Seramun SpotSight® plate mono SP-PLATE-D

- Messzeit:
ca. 7 Min. für 96 Wells
- Standfläche: 38 x 40 cm (15 x 15,8 Zoll)

Seramun SpotSight® well SP-WELL-A

- Messzeit:
ca. 30 Sek. für 8 wells
- Standfläche: 9 x 9 cm (3,5 x 3,5 Zoll)

Software

Seramun SpotSight® scan SP-SCAN-A

Kits

SeraSpot® ANA-17 IgG SP-002-17 G

Mi-2, Ku, U1-snRNP, CENP-B, Nukleosomen,
Histone, dsDNA, Jo-1, Scl-70, Sm, P0,
PCNA, La/SS-B, Ro/SS-A (52 kDa),
Ro/SS-A (60 kDa), AMA-M2, PM-Scl

SeraSpot® Vaskulitis-3 IgG SP-003-3 G

PR3, MPO, GBM

SeraSpot® HepAk-7 IgG SP-004-7 G

AMA-M2, LKM1, LC1, SLA, F-Aktin,
gp210, Sp100

Neugierig geworden?
Kontaktieren Sie uns!

Mehr Infos gibt es hier



<http://bit.ly/4mYO9AQ>

Seramun Diagnostica GmbH

Spreenhagener Str. 1
15754 Heidesee · Germany

T +49 33767 791-10
info@seramun.com
www.seramun.com

Vertrieb in Deutschland durch:

BIOZOL Diagnostica Vertrieb GmbH

Oehleckerring 11-13
22419 Hamburg

T +49 893799 6666
info@biozol.de
www.biozol.de